

La strada giusta verso risultati di qualità.

Lumenis rappresenta un'innovazione globale nell'ambito delle tecnologie estetiche che rispecchiano le esigenze reali dei medici. Realizziamo sistemi e piattaforme versatili, all'avanguardia, supportati da ottimi programmi di assistenza. Scegliere uno dei nostri sistemi significa percorrere la strada giusta per ottenere risultati costanti e di qualità.

Specifiche tecniche

Sistema M22™



Dimensioni	44 cm x 50,5 cm x 47 cm; 17,32 pollici x 19,88 pollici x 18,5 pollici
Peso	40 kg o 88 libbre
Requisiti elettrici	Alimentazione elettrica universale
Universal IPL®	
Applicazioni	Fotoringiovanimento, lesioni vascolari, lesioni pigmentate, riduzione permanente dei peli superflui.
Spettro	515-1200 nm
ExpertFilters	515, 560, 590, 615, 640, 695nm
Densità di energia (fluenza)	10-35 J/cm2
Durata impulso	4-20 ms
Impostazione ritardo tra gli impulsi	5-150 ms
Caratteristiche dell'impulso	Impulso multi-sequenziale
Frequenza di ripetizione	Fino a 1 Hz
Dimensioni spot	15 mm x 35 mm, 8 mm x 15 mm
Raffreddamento	Raffreddamento costante a contatto
Multi-Spot™ Nd:YAG	
Applicazioni	Vene delle gambe, profonde lesioni vascolari, trattamento non-ablativo delle rughe facciali.
Spettro	1064 nm
Densità di energia (fluenza)	20-225 J/cm2
Durata impulso	2-20 ms
Interruzione impulso	5-100 ms
Caratteristiche dell'impulso	Impulso multi-sequenziale
Frequenza di ripetizione	Fino a 1 Hz
Dimensioni spot	2 mm x 4 mm, 6 mm
Raffreddamento	Raffreddamento costante a contatto



AMERICHE

Santa Clara, CA
Tel + 1 408 764 3000
+ 1 877 586 3647
Fax + 1 408 764 3999

EUROPA / MEDIO ORIENTE / AFRICA

Dreieich-Dreieichenhain,
Germania
Tel + 49 6103 8335 0
Fax + 49 6103 8335 300
Formello (RM), Italia
Tel + 39 06 90 75 230
Fax + 39 06 90 75 269
Londra, Regno Unito
Tel + 44 20 8324 4200
Fax + 44 20 8324 4222

ASIA / PACIFICO

Pechino, Cina
Tel + 86 10 5737 6677
Gurgaon, India
Tel + 91 124 422 33 80
Fax + 91 124 422 33 83
Hong Kong
Tel + 852 2174 2800
Fax + 852 2722 5151

GIAPPONE

Tokyo
Tel + 81 3 6743 8300
Fax + 81 3 6743 8301



Conformità Accertate con gli Standard della Sicurezza e degli Adempimenti Governativi
1-877-LUMENIS (1-877-586-3647)
Fuori degli USA, visitare il sito www.lumenis.com, cliccare "Service & Support" (Servizio & Supporto tecnico)